



### Složení lyzačního pufu

1M Tris-HCl (pH 7,5)	50 ml	50 mM
EGTA	0,38 g	1 mM
EDTA	0,29 g	1 mM
0,1M orthovanadičnan sodný	10 ml	1 mM
fluorid sodný	2,10 g	50 mM
pyrofosforečnan sodný	2,23 g	5 mM
sacharóza	92,42 g	0,27 M
voda	ad 1000 ml	

**Inhibitory proteáz** – přidat do lyzačního pufu dle instrukcí výrobce:

cOmplete Mini (Roche) – 1 tbl./10 ml roztoku